


PDSynth



Sutura quirúrgica absorbible sintética estéril de polidioxanona monofilamento

Características de PDSynth

- Excelente resistencia a la tracción extendida con manejo mejorado.
- Reacción tisular mínima con tasa de absorción predecible.
- Amarre de nudo liso con excelente seguridad de nudo.
- Proporciona soporte para heridas durante períodos más largos.

- También disponible como sutura de asa en tamaño 1 y 1-0

La sutura de polidioxanona es el material de elección en los procedimientos quirúrgicos en los que se requiere una combinación de una sutura absorbible y un soporte prolongado de la herida (hasta seis semanas) para el cierre de la herida, la aproximación de los tejidos blandos y/o la ligadura. Las suturas PDSynth proporcionan soporte a la herida hasta 42 días y se absorben por hidrólisis (dentro de los 180 a 210 días posteriores a la implantación).

PDSynth

Aplicaciones

- Aproximación de tejidos blandos.
- Cierre de la funda del recto.
- Cierre de la fascia y del tracto gastrointestinal.
- Cirugía cardiovascular pediátrica.
- Cirugía ortopédica.
- Cirugías geriátricas.

Detalles Técnicos

- Monofilamento Polidioxanona.
- Disponible en variantes teñidas (violeta) y sin teñir.
- Esterilizado por óxido de etileno.
- Vida útil de 5 años.

Gama

Descripción	PDSynth
Calibre	Tamaños U.S.P disponibles: 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 0, 1, 2, 3, 4, 5
Longitud con Aguja	Longitud de sutura disponible: 13 cm a 250 cm
Longitud sin Aguja	Longitud de sutura disponible: 13 cm a 250 cm
Aguja	Longitud de la aguja: de 4 mm a 90 mm en todos los perfiles de punta de aguja











PDSynth

SIMBOLO DE LA AGUJA	FORMA DE LA AGUJA	AGUJA (MM)	DESCRIPCION	CALIBRE (USP)	LONGITUD (CM)	NUMERO DE CATALOGO
		36MM	SUTURA DENTADA DE POLIDIOXANONA SINTETICA ABSORBIBLE , VIOLETA, 1/2 CIRCULO AHUSADA. DOBLE AGUJA	2 USP	14CM	27B14DZ36DA
		36MM	SUTURA DENTADA DE POLIDIOXANONA SINTETICA ABSORBIBLE , VIOLETA, 1/2 CIRCULO AHUSADA. DOBLE AGUJA	2 USP	24CM	27B24DZ36DA
		36MM	SUTURA DENTADA DE POLIDIOXANONA SINTETICA ABSORBIBLE, VIOLETA, 1/2 CIRCULO AHUSADA . DOBLE AGUJA	2 USP	30CM	27B30DZ36DA
		36MM	SUTURA POLIDIOXANONA, VIOLETA, 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA . DOBLE AGUJA	2 USP	36CM	27B36DZ36DA
		36MM	SUTURA POLIDIOXANONA, VIOLETA, 1/2 CIRCULO PUNTA CORTANTE, DOBLE AGUJA	2 USP	36CM	27B36DY36DA
		36MM	SUTURA POLIDIOXANONA, VIOLETA, 1/2 CIRCULO PUNTA CONICA . DOBLE AGUJA	2 USP	36CM	27B36DT36DA
		48MM	SUTURA POLIDIOXANONA , VIOLETA, 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA . DOBLE AGUJA	2 USP	36CM	27B36DZ48DA
		48MM	SUTURA POLIDIOXANONA, VIOLETA, 1/2 CIRCULO PUNTA CORTANTE, DOBLE AGUJA	2 USP	36CM	27B36DY48DA
		48MM	SUTURA POLIDIOXANONA, VIOLETA, 1/2 CIRCULO PUNTA CONICA . DOBLE AGUJA	2 USP	36CM	27B36DT48DA
		36MM	SUTURA MONOFILAMENTO POLIDIOXANONA VIOLETA, 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA .	1 USP	70CM	9C70DZ36
		36MM	SUTURA MONOFILAMENTO POLIDIOXANONA VIOLETA, 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA .	1 USP	90CM	9C90DZ36
		36.4MM	SUTURA MONOFILAMENTO POLIDIOXANONA VIOLETA, 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA .	1 USP	70CM	9C70DZ36.4
		36.4MM	SUTURA MONOFILAMENTO POLIDIOXANONA VIOLETA, 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA .	1 USP	90CM	9C90DZ36.4
		40MM	SUTURA MONOFILAMENTO POLIDIOXANONA VIOLETA, 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA .	1 USP	70CM	9C70DZ40
		40MM	SUTURA MONOFILAMENTO POLIDIOXANONA VIOLETA, 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA .	1 USP	90CM	9C90DZ40
		48MM	SUTURA MONOFILAMENTO POLIDIOXANONA VIOLETA, 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA .	1 USP	70CM	9C70DZ48
		48MM	SUTURA MONOFILAMENTO POLIDIOXANONA VIOLETA, 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA .	1 USP	90CM	9C90DZ48
		36MM	SUTURA POLIDIOXANONA, VIOLETA 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA .	1 USP	75CM	9C75DZ36









PDSynth

SÍMBOLO DE LA AGUJA	FORMA DE LA AGUJA	AGUJA (MM)	DESCRIPCION	CALIBRE (USP)	LONGITUD (CM)	NUMERO DE CATALOGO
		36.4MM	SUTURA POLIDIOXANONA, VIOLETA 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA .	1 USP	75CM	9C75DZ36.4
		40MM	SUTURA POLIDIOXANONA, VIOLETA 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA .	1 USP	75CM	9C75DZ40
		48MM	SUTURA POLIDIOXANONA, VIOLETA 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA .	1 USP	75CM	9C75DZ48
		35MM	SUTURA POLIDIOXANONA, 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA .	1 USP	70CM	9C70DZ35
		35MM	SUTURA POLIDIOXANONA, 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA .	1 USP	75CM	9C75DZ35
		35MM	SUTURA POLIDIOXANONA, 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA ..	1 USP	90CM	9C90DZ35
		37MM	SUTURA POLIDIOXANONA, 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA .	1 USP	70CM	9C70DZ37
		37MM	SUTURA POLIDIOXANONA, 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA .	1 USP	75CM	9C75DZ37
		37MM	SUTURA POLIDIOXANONA, 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA ..	1 USP	90CM	9C90DZ37
		35MM	SUTURA POLIDIOXANONA, 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA GRUESA .	1 USP	70CM	9C70DZ35H
		35MM	SUTURA POLIDIOXANONA, 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA GRUESA .	1 USP	75CM	9C75DZ35H
		35MM	SUTURA POLIDIOXANONA, 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA GRUESA .	1 USP	90CM	9C90DZ35H
		36MM	SUTURA POLIDIOXANONA, 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA GRUESA .	1 USP	70CM	9C70DZ36H
		36MM	SUTURA POLIDIOXANONA, 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA GRUESA .	1 USP	75CM	9C75DZ36H
		36MM	SUTURA POLIDIOXANONA, 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA GRUESA ..	1 USP	90CM	9C90DZ36H
		37MM	SUTURA POLIDIOXANONA, 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA GRUESA .	1 USP	70CM	9C70DZ37H
		37MM	SUTURA POLIDIOXANONA, 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA GRUESA .	1 USP	75CM	9C75DZ37H
		37MM	SUTURA POLIDIOXANONA, 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA GRUESA ..	1 USP	90CM	9C90DZ37H

PDSynth

SIMBOLO DE LA AGUJA	FORMA DE LA AGUJA	AGUJA (MM)	DESCRIPCION	CALIBRE (USP)	LONGITUD (CM)	NUMERO DE CATALOGO
		65MM	SUTURA POLIDIOXANONA, 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA .	1 USP	120CM CON LOOP	9C120DZ65LR
		70MM	SUTURA POLIDIOXANONA, 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA .	1 USP	120CM CON LOOP	9C120DZ70LR
		26MM	SUTURA POLIDIOXANONA, VIOLETA, CON LOOP 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA .	1 USP	15CM	9C15DZ26L
		26MM	SUTURA POLIDIOXANONA, VIOLETA, CON LOOP 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA .	1 USP	20CM	9C20DZ26L
		26MM	SUTURA POLIDIOXANONA, VIOLETA, CON LOOP 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA .	1 USP	30CM	9C30DZ26L
		26MM	SUTURA POLIDIOXANONA, VIOLETA, CON LOOP 1/2 CIRCULO PUNTA CONICA .	1 USP	15CM	9C15DT26L
		26MM	SUTURA POLIDIOXANONA, VIOLETA, CON LOOP 1/2 CIRCULO PUNTA CONICA .	1 USP	20CM	9C20DT26L
		26MM	SUTURA POLIDIOXANONA, VIOLETA, CON LOOP 1/2 CIRCULO PUNTA CONICA .	1 USP	30CM	9C30DT26L
		36MM	SUTURA POLIDIOXANONA, VIOLETA, CON LOOP 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA .	1 USP	15CM	9C15DZ36L
		36MM	SUTURA POLIDIOXANONA, VIOLETA, CON LOOP 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA .	1 USP	20CM	9C20DZ36L
		36MM	SUTURA POLIDIOXANONA, VIOLETA, CON LOOP 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA .	1 USP	30CM	9C30DZ36L
		36MM	SUTURA POLIDIOXANONA, VIOLETA, CON LOOP 1/2 CIRCULO PUNTA CONICA .	1 USP	15CM	9C15DT36L
		36MM	SUTURA POLIDIOXANONA, VIOLETA, CON LOOP 1/2 CIRCULO PUNTA CONICA .	1 USP	20CM	9C20DT36L
		36MM	SUTURA POLIDIOXANONA, VIOLETA, CON LOOP 1/2 CIRCULO PUNTA CONICA .	1 USP	30CM	9C30DT36L
		26MM	SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIDIOXANONA VIOLETA, 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA CON TOPE TRIANGULAR PARA FIJACION EN EL EXTREMO	1 USP	20CM	9C20DZ26
		26MM	SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIDIOXANONA VIOLETA, 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA CON TOPE TRIANGULAR PARA FIJACION EN EL EXTREMO	1 USP	30CM	9C30DZ26
		26MM	SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIDIOXANONA VIOLETA, 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA CON TOPE TRIANGULAR PARA FIJACION EN EL EXTREMO	1 USP	45CM	9C45DZ26
		26MM	SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIDIOXANONA VIOLETA, 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA CON TOPE TRIANGULAR PARA FIJACION EN EL EXTREMO	1 USP	60CM	9C60DZ26

PDSynth

SIMBOLO DE LA AGUJA	FORMA DE LA AGUJA	AGUJA (MM)	DESCRIPCION	CALIBRE (USP)	LONGITUD (CM)	NUMERO DE CATALOGO
		40MM	SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIDIOXANONA VIOLETA, ½ CIRCULO PUNTA AHUSADA CON TOPE TRIANGULAR PARA FIJACION EN EL EXTREMO	1 USP	20CM	9C20DZ40
		40MM	SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIDIOXANONA VIOLETA, ½ CIRCULO PUNTA AHUSADA CON TOPE TRIANGULAR PARA FIJACION EN EL EXTREMO	1 USP	30CM	9C30DZ40
		40MM	SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIDIOXANONA VIOLETA, ½ CIRCULO PUNTA AHUSADA CON TOPE TRIANGULAR PARA FIJACION EN EL EXTREMO	1 USP	45CM	9C45DZ40
		40MM	SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIDIOXANONA VIOLETA, ½ CIRCULO PUNTA AHUSADA CON TOPE TRIANGULAR PARA FIJACION EN EL EXTREMO	1 USP	60CM	9C60DZ40
		26MM	SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIDIOXANONA VIOLETA, ½ CIRCULO PUNTA REDONDA, CON TOPE TRIANGULAR PARA FIJACION EN EL EXTREMO	1 USP	30CM	9C30DZ26R
		65MM	SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIDIOXANONA VIOLETA, ½ CIRCULO PUNTA AHUSADA CON LOOP	1 USP	120CM CON LOOP	9C120DZ65L
		70MM	SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIDIOXANONA VIOLETA, ½ CIRCULO PUNTA AHUSADA CON LOOP	1 USP	120CM CON LOOP	9C120DZ70L
		36MM	SUTURA POLIDIOXANONA, VIOLETA, 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA . DOBLE AGUJA	0 USP	36CM	27D36DZ36DA
		36MM	SUTURA POLIDIOXANONA, VIOLETA, 1/2 CIRCULO PUNTA CORTANTE, DOBLE AGUJA	0 USP	36CM	27D36DY36DA
		48MM	SUTURA POLIDIOXANONA, VIOLETA, 1/2 CIRCULO PUNTA CONICA . DOBLE AGUJA	0 USP	36CM	27D36DT36DA
		48MM	SUTURA POLIDIOXANONA, VIOLETA, 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA . DOBLE AGUJA	0 USP	36CM	27D36DZ48DA
		48MM	SUTURA POLIDIOXANONA, VIOLETA, 1/2 CIRCULO PUNTA CORTANTE, DOBLE AGUJA	0 USP	36CM	27D36DY48DA
		26MM	SUTURA POLIDIOXANONA, VIOLETA, 1/2 CIRCULO PUNTA CONICA . DOBLE AGUJA	0 USP	36CM	27D36DT48DA
		26MM	SUTURA POLIDIOXANONA, VIOLETA, CON LOOP 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA .	0 USP	15CM	9D15DZ26L
		26MM	SUTURA POLIDIOXANONA, VIOLETA, CON LOOP 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA .	0 USP	20CM	9D20DZ26L
		26MM	SUTURA POLIDIOXANONA, VIOLETA, CON LOOP 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA .	0 USP	30CM	9D30DZ26L
		26MM	SUTURA POLIDIOXANONA, VIOLETA, CON LOOP 1/2 CIRCULO PUNTA CONICA .	0 USP	15CM	9D15DT26L
		26MM	SUTURA POLIDIOXANONA, VIOLETA, CON LOOP 1/2 CIRCULO PUNTA CONICA .	0 USP	20CM	9D20DT26L

PDSynth

SIMBOLO DE LA AGUJA	FORMA DE LA AGUJA	AGUJA (MM)	DESCRIPCION	CALIBRE (USP)	LONGITUD (CM)	NUMERO DE CATALOGO
		26MM	SUTURA MONOFILAMENTO POLIDIOXANONA VIOLETA, ½ CIRCULO PUNTA AHUSADA	0 USP	70CM	9D70DZ26
		36.4MM	SUTURA MONOFILAMENTO POLIDIOXANONA VIOLETA, ½ CIRCULO PUNTA AHUSADA	0 USP	70CM	9D70DZ36.4
		13MM	SUTURA MONOFILAMENTO POLIDIOXANONA VIOLETA, ½ CIRCULO PUNTA AHUSADA	0 USP	70CM	9D70DZ13
		26MM	SUTURA POLIDIOXANONA, VIOLETA, CON LOOP 1/2 CIRCULO PUNTA CONICA .	0 USP	30CM	9D30DT26L
		36MM	SUTURA POLIDIOXANONA, VIOLETA, CON LOOP 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA .	0 USP	15CM	9D15DZ36L
		36MM	SUTURA POLIDIOXANONA, VIOLETA, CON LOOP 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA .	0 USP	20CM	9D20DZ36L
		36MM	SUTURA POLIDIOXANONA, VIOLETA, CON LOOP 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA .	0 USP	30CM	9D30DZ36L
		36MM	SUTURA POLIDIOXANONA, VIOLETA, CON LOOP 1/2 CIRCULO PUNTA CONICA .	0 USP	15CM	9D15DT36L
		36MM	SUTURA POLIDIOXANONA, VIOLETA, CON LOOP 1/2 CIRCULO PUNTA CONICA .	0 USP	20CM	9D20DT36L
		36MM	SUTURA POLIDIOXANONA, VIOLETA, CON LOOP 1/2 CIRCULO PUNTA CONICA .	0 USP	30CM	9D30DT36L
		36MM	SUTURA POLIDIOXANONA, VIOLETA, CON LOOP, 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA .	2-0 USP	30CM	9E30DZ36L
		36MM	SUTURA POLIDIOXANONA, VIOLETA, HILO DENTADO , 1/2 CIRCULO PUNTA CONICA .	2-0 USP	15CM	27E15DT36
		36MM	SUTURA POLIDIOXANONA, VIOLETA, HILO DENTADO , 1/2 CIRCULO PUNTA CONICA .	2-0 USP	20CM	27E20DT36
		36MM	SUTURA POLIDIOXANONA, VIOLETA, HILO DENTADO , 1/2 CIRCULO PUNTA CONICA .	2-0 USP	30CM	27E30DT36
		DE 36MM	SUTURA DENTADA COLOR VIOLETA ½ CIRCULO PUNTA AHUSADA DOBLE AGUJA	2-0 USP	14CM	9E14DZ36DA
		DE 36MM	SUTURA DENTADA COLOR VIOLETA ½ CIRCULO PUNTA AHUSADA DOBLE AGUJA	2-0 USP	24CM	9E24DZ36DA
		DE 36MM	SUTURA DENTADA COLOR VIOLETA ½ CIRCULO PUNTA AHUSADA DOBLE AGUJA	2-0 USP	30CM	9E30DZ36DA
		17MM	SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIDIOXANONA VIOLETA, ½ CIRCULO PUNTA AHUSADA	3-0 USP	70CM	9F70DZ17

PDSynth

SIMBOLO DE LA AGUJA	FORMA DE LA AGUJA	AGUJA (MM)	DESCRIPCION	CALIBRE (USP)	LONGITUD (CM)	NUMERO DE CATALOGO
		22MM	SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIDIOXANONA VIOLETA, ½ CIRCULO PUNTA AHUSADA	3-0 USP	70CM	9F70DZ22
		26MM	SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIDIOXANONA VIOLETA, ½ CIRCULO PUNTA AHUSADA	3-0 USP	70CM	9F70DZ26
		19MM	SUTURA DE POLIDIOXANONA, VIOLETA, HILO DENTADO , 3/8 CIRCULO PUNTA REVERSO CORTANTE, .	3-0 USP	7CM	27F7CX19
		19MM	SUTURA DE POLIDIOXANONA, VIOLETA, HILO DENTADO , 3/8 CIRCULO PUNTA REVERSO CORTANTE, .	3-0 USP	14CM	27F14CX19
		26MM	SUTURA POLIDIOXANONA, VIOLETA, CON LOOP 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA .	3-0 USP	15CM	9F15DZ26L
		26MM	SUTURA POLIDIOXANONA, VIOLETA, CON LOOP 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA .	3-0 USP	20CM	9F20DZ26L
		26MM	SUTURA POLIDIOXANONA, VIOLETA, CON LOOP 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA .	3-0 USP	30CM	9F30DZ26L
		26MM	SUTURA POLIDIOXANONA, VIOLETA, CON LOOP 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA .	3-0 USP	15CM	9F15DT26L
		26MM	SUTURA POLIDIOXANONA, VIOLETA, CON LOOP 1/2 CIRCULO PUNTA CONICA .	3-0 USP	20CM	9F20DT26L
		26MM	SUTURA POLIDIOXANONA, VIOLETA, CON LOOP 1/2 CIRCULO PUNTA CONICA .	3-0 USP	30CM	9F30DT26L
		36MM	SUTURA POLIDIOXANONA, VIOLETA, CON LOOP 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA .	3-0 USP	15CM	9F15DZ36L
		36MM	SUTURA POLIDIOXANONA, VIOLETA, CON LOOP 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA .	3-0 USP	20CM	9F20DZ36L
		36MM	SUTURA POLIDIOXANONA, VIOLETA, CON LOOP 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA .	3-0 USP	30CM	9F30DZ36L
		36MM	SUTURA POLIDIOXANONA, VIOLETA, CON LOOP 1/2 CIRCULO PUNTA CONICA .	3-0 USP	15CM	9F15DT36L
		36MM	SUTURA POLIDIOXANONA, VIOLETA, CON LOOP 1/2 CIRCULO PUNTA CONICA .	3-0 USP	20CM	9F20DT36L
		36MM	SUTURA POLIDIOXANONA, VIOLETA, CON LOOP 1/2 CIRCULO PUNTA CONICA .	3-0 USP	30CM	9F30DT36L
		17MM	SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIDIOXANONA VIOLETA, 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA	4-0 USP	70CM	9G70DZ17
		22MM	SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIDIOXANONA VIOLETA, 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA	4-0 USP	70CM	9G70DZ22

PDSynth

SÍMBOLO DE LA AGUJA	FORMA DE LA AGUJA	AGUJA (MM)	DESCRIPCION	CALIBRE (USP)	LONGITUD (CM)	NUMERO DE CATALOGO
		26MM	SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIDIOXANONA VIOLETA, 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA	4-0 USP	70CM	9G70DZ26
		19MM	SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIDIOXANONA 3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE,	4-0 USP	45CM	9G45CY19
		13MM	SUTURA MONOFILAMENTO POLIDIOXANONA, 3/8 CIRCULO, PUNTA CORTANTE,	5-0 USP	45CM	9H45CY13
		14MM	SUTURA MONOFILAMENTO POLIDIOXANONA, 3/8 CIRCULO, PUNTA CORTANTE,	5-0 USP	45CM	9H45CY14
		15MM	SUTURA MONOFILAMENTO POLIDIOXANONA, 3/8 CIRCULO, PUNTA CORTANTE,	5-0 USP	45CM	9H45CY15
		16MM	SUTURA MONOFILAMENTO POLIDIOXANONA, 3/8 CIRCULO, PUNTA CORTANTE,	5-0 USP	45CM	9H45CY16
		17MM	SUTURA MONOFILAMENTO POLIDIOXANONA, 3/8 CIRCULO, PUNTA CORTANTE,	5-0 USP	45CM	9H45CY17
		18MM	SUTURA MONOFILAMENTO POLIDIOXANONA, 3/8 CIRCULO, PUNTA CORTANTE,	5-0 USP	45CM	9H45CY18
		19MM	SUTURA MONOFILAMENTO POLIDIOXANONA, 3/8 CIRCULO, PUNTA CORTANTE,	5-0 USP	45CM	9H45CY19
		17MM	SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIDIOXANONA VIOLETA, 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA DOBLE AGUJA	5-0 USP	70CM	9H70DZ17DA
		17MM	SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIDIOXANONA VIOLETA, 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA DOBLE AGUJA	5-0 USP	75CM	9H75DZ17DA
		13MM	SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIDIOXANONA 3/8 CIRCULO PUNTA AHUSADA	5-0 USP	45CM	9H45CZ13
		19MM	SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIDIOXANONA 3/8 CIRCULO PUNTA AHUSADA	5-0 USP	45CM	9H45CZ19
		13MM	SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIDIOXANONA VIOLETA, 3/8 CIRCULO PUNTA AHUSADA	5-0 USP	75CM	9H75CZ13
		15MM	SUTURA POLIDIOXANONA, 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA	5-0 USP	70CM	9H70DZ15
		15MM	SUTURA POLIDIOXANONA, 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA	5-0 USP	75CM	9H75DZ15
		16MM	SUTURA POLIDIOXANONA, 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA	5-0 USP	70CM	9H70DZ16
		16MM	SUTURA POLIDIOXANONA, 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA	5-0 USP	75CM	9H75DZ16

PDSynth

SÍMBOLO DE LA AGUJA	FORMA DE LA AGUJA	AGUJA (MM)	DESCRIPCION	CALIBRE (USP)	LONGITUD (CM)	NUMERO DE CATALOGO
		17MM	SUTURA POLIDIOXANONA, 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA	5-0 USP	70CM	9H70DZ17
		17MM	SUTURA POLIDIOXANONA, 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA	5-0 USP	75CM	9H75DZ17
		13MM	SUTURA POLIDIOXANONA, 3/8 CIRCULO PUNTA REDONDA	6-0 USP	75CM	9I75CZ13
		14MM	SUTURA POLIDIOXANONA, 3/8 CIRCULO PUNTA REDONDA	6-0 USP	75CM	9I75CZ14
		15MM	SUTURA POLIDIOXANONA, 3/8 CIRCULO PUNTA REDONDA	6-0 USP	75CM	9I75CZ15
		13MM	SUTURA POLIDIOXANONA, DOBLE 3/8 CIRCULO PUNTA REDONDA DOBLE AGUJA	6-0 USP	75CM	9I75CZ13DA
		14MM	SUTURA POLIDIOXANONA, DOBLE 3/8 CIRCULO PUNTA REDONDA DOBLE AGUJA	6-0 USP	75CM	9I75CZ14DA
		15MM	SUTURA POLIDIOXANONA, DOBLE 3/8 CIRCULO PUNTA REDONDA DOBLE AGUJA	6-0 USP	75CM	9I75CZ15DA
		9.3MM	SUTURA MONOFILAMENTO POLIDIOXANONA, VIOLETA, DOBLE AGUJA 3/8 CIRCULO PUNTA AHUSADA	6-0 USP	75CM	9I75CZ9.3DA
		9MM	SUTURA MONOFILAMENTO POLIDIOXANONA, 3/8 CIRCULO PUNTA REDONDA	7-0 USP	70CM	9J70CZ9

Catálogo Exclusivo para Surgitec Panamá, S.A.
Derechos de autor Healthium Medtech Limited