

Trusynth Plus Neo



Sutura quirúrgica absorbible sintética estéril trenzada y recubierta de poliglactina 910 con revestimiento antibacteriano de triclosán

Características de Trusynth Plus Neo

- Recubrimiento de triclosán: aprobado por la OMS para el tratamiento de infecciones del sitio quirúrgico (SSI, por sus siglas en inglés).
- El triclosán es eficaz contra un amplio espectro de patógenos, incluidos *S. aureus*, MRSA, *E. coli*.
- Excelente resistencia a la tracción con manejo mejorado.
- Reacción tisular mínima con tasa de absorción predecible.
- Amarre de nudo liso con excelente seguridad de nudo.
- Excelente apoyo durante el período crítico de cicatrización de heridas.
- Poliglactina 910 es el material elegido en todas las especialidades para la aproximación de tejidos blandos.

Aplicaciones

- Aproximación de tejidos blandos
- Cierres de mucosas
- Cierre cutáneo
- Cirugía dental
- Cirugía ortopédica

La tecnología avanzada de trenzado, la textura suave y el recubrimiento de triclosán ayudan a reducir el SSI. No se recomienda el uso de Trusynth Plus Neo en tejidos cardiovasculares y neurológicos.

Detalles Técnicos

- Poliglactina 910 trenzado y recubierto, recubierto con agente antibacteriano Triclosán
- Recubierto con una mezcla de copolímero de poliglactina 370 (30% de glicólido y 70% de láctida) y estearato de calcio
- Disponible en variantes teñidas (violeta) y sin teñir
- Esterilizado por óxido de etileno
- Vida útil de 5 años

Gama

Descripción	Trusynth Plus Neo
Calibre	Tamaños U.S.P disponibles: 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 0, 1, 2, 3, 4, 5
Longitud con Aguja	Longitud de sutura disponible: 13 cm a 250 cm
Longitud sin Aguja	Longitud de sutura disponible: 13 cm a 250 cm
Aguja	Longitud de la aguja: de 4 mm a 90 mm en todos los perfiles de punta de aguja)

Trusynth Plus Neo

SÍMBOLO DE LA AGUJA	FORMA DE LA AGUJA	TAMAÑO DE AGUJA	DESCRIPCION	USP	LONGITUD (CM)	NUMERO DE CATALOGO
		26MM	SUTURA POLIGLACTINA 910 ANTIBACTERIAL RECUBIERTA DE POLIGLACTINA 310 Y ESTERATO DE CALCIO 5/8 CIRCULO PUNTA AHUSADA.	0 USP	70CM	23D70EZ26
		36MM	SUTURA POLIGLACTINA 910 ANTIBACTERIAL RECUBIERTA DE POLIGLACTINA 370 Y TRICLOSAN VIOLETA TRENZADA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA.	0 USP	70CM	23D70DZ36
		36MM	SUTURA POLIGLACTINA 910 ANTIBACTERIAL RECUBIERTA DE POLIGLACTINA 370 Y TRICLOSAN VIOLETA TRENZADA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA	0 USP	75CM	23D75DZ36
		36MM	SUTURA POLIGLACTINA 910 ANTIBACTERIAL RECUBIERTA DE POLIGLACTINA 370 Y TRICLOSAN VIOLETA TRENZADA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA	0 USP	90CM	23D90DZ36
		36.4MM	SUTURA POLIGLACTINA 910 ANTIBACTERIAL RECUBIERTA DE POLIGLACTINA 370 Y TRICLOSAN VIOLETA TRENZADA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA .	0 USP	70CM	23D70DZ36.4
		36.4MM	SUTURA POLIGLACTINA 910 ANTIBACTERIAL RECUBIERTA DE POLIGLACTINA 370 Y TRICLOSAN VIOLETA TRENZADA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA .	0 USP	75CM	23D75DZ36.4
		36.4MM	SUTURA POLIGLACTINA 910 ANTIBACTERIAL RECUBIERTA DE POLIGLACTINA 370 Y TRICLOSAN VIOLETA TRENZADA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA .	0 USP	90CM	23D90DZ36.4
		40MM	SUTURA POLIGLACTINA 910 ANTIBACTERIAL RECUBIERTA DE POLIGLACTINA 370 Y TRICLOSAN VIOLETA TRENZADA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA .	0 USP	70CM	23D70DZ40
		40MM	SUTURA POLIGLACTINA 910 ANTIBACTERIAL RECUBIERTA DE POLIGLACTINA 370 Y TRICLOSAN VIOLETA TRENZADA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA .	0 USP	75CM	23D75DZ40
		40MM	SUTURA POLIGLACTINA 910 ANTIBACTERIAL RECUBIERTA DE POLIGLACTINA 370 Y TRICLOSAN VIOLETA TRENZADA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA .	0 USP	90CM	23D90DZ40
		36.4MM	SUTURA POLIGLACTINA 910 RECUBIERTA DE POLIGLACTINA 370 Y TRICLOSAN INCOLORA TRENZADA 1/2 CIRCULO PUNTA REVERSO CORTANTE	0 USP	70CM	19D70DX36.4
		37MM	SUTURA POLIGLACTINA 910 RECUBIERTA DE POLIGLACTINA 370 Y TRICLOSAN VIOLETA TRENZADA 5/8 CIRCULO PUNTA AHUSADA .	0 USP	70CM	10D70EZ37

Trusynth Plus Neo

SÍMBOLO DE LA AGUJA	FORMA DE LA AGUJA	TAMAÑO DE AGUJA	DESCRIPCION	USP	LONGITUD (CM)	NUMERO DE CATALOGO
		40MM	SUTURA POLIGLACTINA 910 RECUBIERTA DE POLIGLACTINA 370 Y TRICLOSAN Y ESTEARATO DE CALCIO INCOLORA TRENZADA 1/2 CRICULO PUNTA AHUSADA.	0 USP	90CM	20D90DZ40
		26MM	SUTURA POLIGLACTINA 910 RECUBIERTA DE POLIGLACTINA 370 Y TRICLOSAN VIOLETA TRENZADA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA .	0 USP	70CM	10D70DZ26
		26MM	SUTURA POLIGLACTINA 910 RECUBIERTA DE POLIGLACTINA 370 Y TRICLOSAN VIOLETA TRENZADA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA .	0 USP	90CM	10D90DZ26
		26MM	SUTURA POLIGLACTINA 910 ANTIBACTERIAL RECUBIERTA DE POLIGLACTINA 370 Y TRICLOSAN VIOLETA TRENZADA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA .	1 USP	70CM	23C70DZ26
		26MM	SUTURA POLIGLACTINA 910 ANTIBACTERIAL RECUBIERTA DE POLIGLACTINA 370 Y TRICLOSAN VIOLETA TRENZADA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA .	1 USP	90CM	23C90DZ26
		35MM	SUTURA POLIGLACTINA 910 ANTIBACTERIAL RECUBIERTA DE POLIGLACTINA 370 Y TRICLOSAN VIOLETA TRENZADA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA .	1 USP	70CM	23C70DZ35
		35MM	SUTURA POLIGLACTINA 910 ANTIBACTERIAL RECUBIERTA DE POLIGLACTINA 370 Y TRICLOSAN VIOLETA TRENZADA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA .	1 USP	90CM	23C90DZ35
		36MM	SUTURA POLIGLACTINA 910 ANTIBACTERIAL RECUBIERTA DE POLIGLACTINA 370 Y TRICLOSAN VIOLETA TRENZADA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA .	1 USP	70CM	23C70DZ36
		36MM	SUTURA POLIGLACTINA 910 ANTIBACTERIAL RECUBIERTA DE POLIGLACTINA 370 Y TRICLOSAN VIOLETA TRENZADA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA .	1 USP	90CM	23C90DZ36
		36.4MM	SUTURA POLIGLACTINA 910 ANTIBACTERIAL RECUBIERTA DE POLIGLACTINA 370 Y TRICLOSAN VIOLETA TRENZADA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA .	1 USP	70CM	23C70DZ36.4
		36.4MM	SUTURA POLIGLACTINA 910 ANTIBACTERIAL RECUBIERTA DE POLIGLACTINA 370 Y TRICLOSAN VIOLETA TRENZADA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA .	1 USP	90CM	23C90DZ36.4
		36.4MM	SUTURA POLIGLACTINA 910 RECUBIERTA DE POLIGLACTINA 370 Y TRICLOSAN INCOLORA TRENZADA 1/2 CIRCULO PUNTA REVERSO CORTANTE	1 USP	70CM	19C70DX36.4

Trusynth Plus Neo

SÍMBOLO DE LA AGUJA	FORMA DE LA AGUJA	TAMAÑO DE AGUJA	DESCRIPCION	USP	LONGITUD (CM)	NUMERO DE CATALOGO
		40MM	SUTURA POLIGLACTINA 910 RECUBIERTA DE POLIGLACTINA 370 Y TRICLOSAN VIOLETA TRENZADA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA .	1 USP	70CM	10C70DZ40
		48MM	SUTURA POLIGLACTINA 910 RECUBIERTA DE POLIGLACTINA 370 Y TRICLOSAN VIOLETA TRENZADA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA .	1 USP	70CM	10C70DZ48
		40MM	SUTURA POLIGLACTINA 910 RECUBIERTA DE POLIGLACTINA 370 Y TRICLOSAN VIOLETA TRENZADA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA .	1 USP	90CM	10C90DZ40
		48MM	SUTURA POLIGLACTINA 910 RECUBIERTA DE POLIGLACTINA 370 Y TRICLOSAN VIOLETA TRENZADA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA .	1 USP	90CM	10C90DZ48
		36MM	SUTURA POLIGLACTINA 910 RECUBIERTA DE POLIGLACTINA 370 Y ESTERATO DE CALCIO, INCOLORA TRENZADA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA .	2-0 USP	90CM	19E90DZ36
		36.4MM	SUTURA POLIGLACTINA 910 RECUBIERTA DE POLIGLACTINA 370 Y ESTERATO DE CALCIO, INCOLORA TRENZADA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA .	2-0 USP	90CM	19E90DZ36.4
		26MM	SUTURA POLIGLACTINA 910 ANTIBACTERIAL RECUBIERTA DE POLIGLACTINA 370 Y TRICLOSAN VIOLETA TRENZADA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA .	2-0 USP	70CM	23E70DZ26
		26MM	SUTURA POLIGLACTINA 910 ANTIBACTERIAL RECUBIERTA DE POLIGLACTINA 370 Y TRICLOSAN VIOLETA TRENZADA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA .	2-0 USP	90CM	23E90DZ26
		36MM	SUTURA POLIGLACTINA 910 ANTIBACTERIAL RECUBIERTA DE POLIGLACTINA 370 Y TRICLOSAN VIOLETA TRENZADA 1/2 PUNTA AHUSADA .	2-0 USP	70CM	23E70DZ36
		36MM	SUTURA POLIGLACTINA 910 ANTIBACTERIAL RECUBIERTA DE POLIGLACTINA 370 Y TRICLOSAN VIOLETA TRENZADA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA .	2-0 USP	90CM	23E90DZ36
		36.4MM	SUTURA POLIGLACTINA 910 ANTIBACTERIAL RECUBIERTA DE POLIGLACTINA 370 Y TRICLOSAN VIOLETA TRENZADA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA .	2-0 USP	70CM	23E70DZ36.4
		36.4MM	SUTURA POLIGLACTINA 910 ANTIBACTERIAL RECUBIERTA DE POLIGLACTINA 370 Y TRICLOSAN VIOLETA TRENZADA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA .	2-0 USP	90CM	23E90DZ36.4

Trusynth Plus Neo

SÍMBOLO DE LA AGUJA	FORMA DE LA AGUJA	TAMAÑO DE AGUJA	DESCRIPCION	USP	LONGITUD (CM)	NUMERO DE CATALOGO
		40MM	SUTURA POLIGLACTINA 910 ANTIBACTERIAL RECUBIERTA DE POLIGLACTINA 370 Y TRICLOSAN VIOLETA TRENZADA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA .	2-0 USP	70CM	23E70DZ40
		40MM	SUTURA POLIGLACTINA 910 ANTIBACTERIAL RECUBIERTA DE POLIGLACTINA 370 Y TRICLOSAN VIOLETA TRENZADA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA .	2-0 USP	90CM	23E90DZ40
		36.4MM	SUTURA POLIGLACTINA 910 RECUBIERTA DE POLIGLACTINA 370 Y TRICLOSAN INCOLORA TRENZADA 1/2 CIRCULO PUNTA REVERSO CORTANTE	2-0 USP	70CM	19E70DX36.4
		37MM	SUTURA POLIGLACTINA 910 RECUBIERTA DE POLIGLACTINA 370 Y TRICLOSAN VIOLETA TRENZADA 5/8 CIRCULO PUNTA AHUSADA.	2-0 USP	70CM	10E70EZ37
		17MM	SUTURA POLIGLACTINA 910 ANTIBACTERIAL RECUBIERTA DE POLIGLACTINA 370 Y TRICLOSAN VIOLETA TRENZADA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA DELGADA	3-0 USP	70CM	23F70DZ17TN
		22MM	SUTURA POLIGLACTINA 910 ANTIBACTERIAL RECUBIERTA DE POLIGLACTINA 370 Y TRICLOSAN VIOLETA TRENZADA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA DELGADA	3-0 USP	70CM	23F70DZ22TN
		26MM	SUTURA POLIGLACTINA 910 ANTIBACTERIAL RECUBIERTA DE POLIGLACTINA 370 Y TRICLOSAN VIOLETA TRENZADA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA DELGADA	3-0 USP	70CM	23F70DZ26TN
		17MM	SUTURA POLIGLACTINA 910 ANTIBACTERIAL RECUBIERTA DE POLIGLACTINA 370 Y TRICLOSAN VIOLETA TRENZADA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA GRUESA	3-0 USP	70CM	23F70DZ17H
		22MM	SUTURA POLIGLACTINA 910 ANTIBACTERIAL RECUBIERTA DE POLIGLACTINA 370 Y TRICLOSAN VIOLETA TRENZADA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA GRUESA	3-0 USP	70CM	23F70DZ22H
		26MM	SUTURA POLIGLACTINA 910 ANTIBACTERIAL RECUBIERTA DE POLIGLACTINA 370 Y TRICLOSAN VIOLETA TRENZADA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA GRUESA	3-0 USP	70CM	23F70DZ26H
		17MM	SUTURA POLIGLACTINA 910 ANTIBACTERIAL RECUBIERTA DE POLIGLACTINA 370 Y TRICLOSAN VIOLETA TRENZADA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA GRUESA	3-0 USP	75CM	23F75DZ17H
		22MM	SUTURA POLIGLACTINA 910 ANTIBACTERIAL RECUBIERTA DE POLIGLACTINA 370 Y TRICLOSAN VIOLETA TRENZADA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA GRUESA	3-0 USP	75CM	23F75DZ22H

Trusynth Plus Neo

SÍMBOLO DE LA AGUJA	FORMA DE LA AGUJA	TAMAÑO DE AGUJA	DESCRIPCION	USP	LONGITUD (CM)	NUMERO DE CATALOGO
		26MM	SUTURA POLIGLACTINA 910 ANTIBACTERIAL RECUBIERTA DE POLIGLACTINA 370 Y TRICLOSAN VIOLETA TRENZADA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA GRUESA	3-0 USP	75CM	23F75DZ26H
		17MM	SUTURA POLIGLACTINA 910 ANTIBACTERIAL RECUBIERTA DE POLIGLACTINA 370 Y TRICLOSAN VIOLETA TRENZADA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA DELGADA	3-0 USP	75CM	23F75DZ17TN
		22MM	SUTURA POLIGLACTINA 910 ANTIBACTERIAL RECUBIERTA DE POLIGLACTINA 370 Y TRICLOSAN VIOLETA TRENZADA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA DELGADA	3-0 USP	75CM	23F75DZ22TN
		26MM	SUTURA POLIGLACTINA 910 ANTIBACTERIAL RECUBIERTA DE POLIGLACTINA 370 Y TRICLOSAN VIOLETA TRENZADA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA DELGADA	3-0 USP	75CM	23F75DZ26TN
		17MM	SUTURA POLIGLACTINA 910 ANTIBACTERIAL RECUBIERTA DE POLIGLACTINA 370 Y TRICLOSAN VIOLETA TRENZADA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA GRUESA	3-0 USP	90CM	23F90DZ17H
		22MM	SUTURA POLIGLACTINA 910 ANTIBACTERIAL RECUBIERTA DE POLIGLACTINA 370 Y TRICLOSAN VIOLETA TRENZADA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA GRUESA	3-0 USP	90CM	23F90DZ22H
		26MM	SUTURA POLIGLACTINA 910 ANTIBACTERIAL RECUBIERTA DE POLIGLACTINA 370 Y TRICLOSAN VIOLETA TRENZADA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA GRUESA	3-0 USP	90CM	23F90DZ26H
		17MM	SUTURA POLIGLACTINA 910 ANTIBACTERIAL RECUBIERTA DE POLIGLACTINA 370 Y TRICLOSAN VIOLETA TRENZADA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA DELGADA	3-0 USP	90CM	23F90DZ17TN
		22MM	SUTURA POLIGLACTINA 910 ANTIBACTERIAL RECUBIERTA DE POLIGLACTINA 370 Y TRICLOSAN VIOLETA TRENZADA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA DELGADA	3-0 USP	90CM	23F90DZ22TN
		26MM	SUTURA POLIGLACTINA 910 ANTIBACTERIAL RECUBIERTA DE POLIGLACTINA 370 Y TRICLOSAN VIOLETA TRENZADA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA DELGADA	3-0 USP	90CM	23F90DZ26TN
		36MM	SUTURA POLIGLACTINA 910 ANTIBACTERIAL RECUBIERTA DE POLIGLACTINA 370 Y TRICLOSAN VIOLETA TRENZADA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA GRUESA	3-0 USP	70CM	23F70DZ36H
		36.4MM	SUTURA POLIGLACTINA 910 ANTIBACTERIAL RECUBIERTA DE POLIGLACTINA 370 Y TRICLOSAN VIOLETA TRENZADA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA GRUESA	3-0 USP	70CM	23F70DZ36.4H

Trusynth Plus Neo

SÍMBOLO DE LA AGUJA	FORMA DE LA AGUJA	TAMAÑO DE AGUJA	DESCRIPCION	USP	LONGITUD (CM)	NUMERO DE CATALOGO
		40MM	SUTURA POLIGLACTINA 910 ANTIBACTERIAL RECUBIERTA DE POLIGLACTINA 370 Y TRICLOSAN VIOLETA TRENZADA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA GRUESA	3-0 USP	70CM	23F70DZ40H
		48MM	SUTURA POLIGLACTINA 910 ANTIBACTERIAL RECUBIERTA DE POLIGLACTINA 370 Y TRICLOSAN VIOLETA TRENZADA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA GRUESA	3-0 USP	70CM	23F70DZ48H
		36MM	SUTURA POLIGLACTINA 910 ANTIBACTERIAL RECUBIERTA DE POLIGLACTINA 370 Y TRICLOSAN VIOLETA TRENZADA 1/2 CIRCULO AHUSADA AHUSADA DELGADA	3-0 USP	70CM	23F70DZ36TN
		36.4MM	SUTURA POLIGLACTINA 910 ANTIBACTERIAL RECUBIERTA DE POLIGLACTINA 370 Y TRICLOSAN VIOLETA TRENZADA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA DELGADA	3-0 USP	70CM	23F70DZ36.4TN
		40MM	SUTURA POLIGLACTINA 910 ANTIBACTERIAL RECUBIERTA DE POLIGLACTINA 370 Y TRICLOSAN VIOLETA TRENZADA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA DELGADA	3-0 USP	70CM	23F70DZ40TN
		48MM	SUTURA POLIGLACTINA 910 ANTIBACTERIAL RECUBIERTA DE POLIGLACTINA 370 Y TRICLOSAN VIOLETA TRENZADA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA DELGADA	3-0 USP	70CM	23F70DZ48TN
		36MM	SUTURA POLIGLACTINA 910 ANTIBACTERIAL RECUBIERTA DE POLIGLACTINA 370 Y TRICLOSAN VIOLETA TRENZADA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA GRUESA	3-0 USP	75CM	23F75DZ36H
		36.4MM	SUTURA POLIGLACTINA 910 ANTIBACTERIAL RECUBIERTA DE POLIGLACTINA 370 Y TRICLOSAN VIOLETA TRENZADA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA GRUESA	3-0 USP	75CM	23F75DZ36.4H
		40MM	SUTURA POLIGLACTINA 910 ANTIBACTERIAL RECUBIERTA DE POLIGLACTINA 370 Y TRICLOSAN VIOLETA TRENZADA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA GRUESA	3-0 USP	75CM	23F75DZ40H
		48MM	SUTURA POLIGLACTINA 910 ANTIBACTERIAL RECUBIERTA DE POLIGLACTINA 370 Y TRICLOSAN VIOLETA TRENZADA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA GRUESA	3-0 USP	75CM	23F75DZ48H
		36MM	SUTURA POLIGLACTINA 910 ANTIBACTERIAL RECUBIERTA DE POLIGLACTINA 370 Y TRICLOSAN VIOLETA TRENZADA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA DELGADA	3-0 USP	75CM	23F75DZ36TN
		36.4MM	SUTURA POLIGLACTINA 910 ANTIBACTERIAL RECUBIERTA DE POLIGLACTINA 370 Y TRICLOSAN VIOLETA TRENZADA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA DELGADA	3-0 USP	75CM	23F75DZ36.4TN

Trusynth Plus Neo

SÍMBOLO DE LA AGUJA	FORMA DE LA AGUJA	TAMAÑO DE AGUJA	DESCRIPCION	USP	LONGITUD (CM)	NUMERO DE CATALOGO
		40MM	SUTURA POLIGLACTINA 910 ANTIBACTERIAL RECUBIERTA DE POLIGLACTINA 370 Y TRICLOSAN VIOLETA TRENZADA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA DELGADA	3-0 USP	75CM	23F75DZ40TN
		48MM	SUTURA POLIGLACTINA 910 ANTIBACTERIAL RECUBIERTA DE POLIGLACTINA 370 Y TRICLOSAN VIOLETA TRENZADA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA DELGADA	3-0 USP	75CM	23F75DZ48TN
		36MM	SUTURA POLIGLACTINA 910 ANTIBACTERIAL RECUBIERTA DE POLIGLACTINA 370 Y TRICLOSAN VIOLETA TRENZADA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA GRUESA	3-0 USP	90CM	23F90DZ36H
		36.4MM	SUTURA POLIGLACTINA 910 ANTIBACTERIAL RECUBIERTA DE POLIGLACTINA 370 Y TRICLOSAN VIOLETA TRENZADA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA GRUESA	3-0 USP	90CM	23F90DZ36.4H
		40MM	SUTURA POLIGLACTINA 910 ANTIBACTERIAL RECUBIERTA DE POLIGLACTINA 370 Y TRICLOSAN VIOLETA TRENZADA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA GRUESA	3-0 USP	90CM	23F90DZ40H
		48MM	SUTURA POLIGLACTINA 910 ANTIBACTERIAL RECUBIERTA DE POLIGLACTINA 370 Y TRICLOSAN VIOLETA TRENZADA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA GRUESA	3-0 USP	90CM	23F90DZ48H
		36MM	SUTURA POLIGLACTINA 910 ANTIBACTERIAL RECUBIERTA DE POLIGLACTINA 370 Y TRICLOSAN VIOLETA TRENZADA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA DELGADA	3-0 USP	90CM	23F90DZ36TN
		36.4MM	SUTURA POLIGLACTINA 910 ANTIBACTERIAL RECUBIERTA DE POLIGLACTINA 370 Y TRICLOSAN VIOLETA TRENZADA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA DELGADA	3-0 USP	90CM	23F90DZ36.4TN
		40MM	SUTURA POLIGLACTINA 910 ANTIBACTERIAL RECUBIERTA DE POLIGLACTINA 370 Y TRICLOSAN VIOLETA TRENZADA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA DELGADA	3-0 USP	90CM	23F90DZ40TN
		48MM	SUTURA POLIGLACTINA 910 ANTIBACTERIAL RECUBIERTA DE POLIGLACTINA 370 Y TRICLOSAN VIOLETA TRENZADA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA DELGADA	3-0 USP	90CM	23F90DZ48TN
		37MM	SUTURA POLIGLACTINA 910 RECUBIERTA DE POLIGLACTINA 370 Y TRICLOSAN VIOLETA TRENZADA 5/8 CIRCULO PUNTA AHUSADA .	3-0 USP	70CM	10F70EZ37
		19MM	SUTURA POLIGLACTINA 910 RECUBIERTA DE POLIGLACTINA 370 Y TRICLOSAN INCOLORA TRENZADA 3/8 CIRCULO PUNTA REVERSO CORTANTE	3-0 USP	45CM	19F45CX19

Trusynth Plus Neo

SÍMBOLO DE LA AGUJA	FORMA DE LA AGUJA	TAMAÑO DE AGUJA	DESCRIPCION	USP	LONGITUD (CM)	NUMERO DE CATALOGO
		19MM	SUTURA POLIGLACTINA 910 RECUBIERTA DE POLIGLACTINA 370 Y TRICLOSAN INCOLORA TRENZADA 3/8 CIRCULO PUNTA REVERSO CORTANTE	3-0 USP	60CM	19F60CX19
		19MM	SUTURA POLIGLACTINA 910 RECUBIERTA DE POLIGLACTINA 370 Y TRICLOSAN INCOLORA TRENZADA 3/8 CIRCULO PUNTA REVERSO CORTANTE	3-0 USP	70CM	19F70CX19
		24MM	SUTURA POLIGLACTINA 910 RECUBIERTA DE POLIGLACTINA 370 Y TRICLOSAN INCOLORA TRENZADA 3/8 CIRCULO PUNTA REVERSO CORTANTE	3-0 USP	45CM	19F45CX24
		24MM	SUTURA POLIGLACTINA 910 RECUBIERTA DE POLIGLACTINA 370 Y TRICLOSAN INCOLORA TRENZADA 3/8 CIRCULO PUNTA REVERSO CORTANTE	3-0 USP	60CM	19F60CX24
		24MM	SUTURA POLIGLACTINA 910 RECUBIERTA DE POLIGLACTINA 370 Y TRICLOSAN INCOLORA TRENZADA 3/8 CIRCULO PUNTA REVERSO CORTANTE	3-0 USP	70CM	19F70CX24
		19MM	SUTURA POLIGLACTINA 910 RECUBIERTA DE POLIGLACTINA 370 Y TRICLOSAN INCOLORA TRENZADA 3/8 CIRCULO PUNTA REVERSO CORTANTE	4-0 USP	45CM	19G45CX19
		19MM	SUTURA POLIGLACTINA 910 RECUBIERTA DE POLIGLACTINA 370 Y TRICLOSAN INCOLORA TRENZADA 3/8 CIRCULO PUNTA REVERSO CORTANTE	4-0 USP	60CM	19G60CX19
		19MM	SUTURA POLIGLACTINA 910 RECUBIERTA DE POLIGLACTINA 370 Y TRICLOSAN INCOLORA TRENZADA 3/8 CIRCULO PUNTA REVERSO CORTANTE	4-0 USP	70CM	19G70CX19
		17MM	SUTURA POLIGLACTINA 910 RECUBIERTA DE POLIGLACTINA 370 Y TRICLOSAN VIOLETA TRENZADA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA .	4-0 USP	70CM	10G70DZ17
		22MM	SUTURA POLIGLACTINA 910 RECUBIERTA DE POLIGLACTINA 370 Y TRICLOSAN VIOLETA TRENZADA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA .	4-0 USP	70CM	10G70DZ22
		26MM	SUTURA POLIGLACTINA 910 RECUBIERTA DE POLIGLACTINA 370 Y TRICLOSAN VIOLETA TRENZADA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA .	4-0 USP	70CM	10G70DZ26
		16MM	SUTURA POLIGLACTINA 910 INCOLORA ABSORBIBLE 1/2 CIRCULO PUNTA REVERSO CORTANTE COMPUESTA	4-0 USP	45CM	19G45DX16

Trusynth Plus Neo

SÍMBOLO DE LA AGUJA	FORMA DE LA AGUJA	TAMAÑO DE AGUJA	DESCRIPCION	USP	LONGITUD (CM)	NUMERO DE CATALOGO
		19MM	SUTURA POLIGLACTINA 910 RECUBIERTA DE POLIGLACTINA 370 Y TRICLOSAN INCOLORA TRENZADA 3/8 CIRCULO PUNTA REVERSO CORTANTE	4-0 USP	45CM	20G45CX19
		16MM	SUTURA POLIGLACTINA 910 RECUBIERTA DE POLIGLACTINA 370 Y TRICLOSAN INCOLORA TRENZADA 3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE CONVENCIONAL	4-0 USP	45CM	20G45CY16
		16MM	SUTURA POLIGLACTINA 910 RECUBIERTA DE POLIGLACTINA 370 Y TRICLOSAN INCOLORA TRENZADA 3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE	4-0 USP	45CM	20G45CZ16
		17MM	SUTURA POLIGLACTINA 910 RECUBIERTA DE POLIGLACTINA 370 Y TRICLOSAN VIOLETA TRENZADA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA .	5-0 USP	70CM	10H70DZ17
		26MM	SUTURA POLIGLACTINA 910 RECUBIERTA DE POLIGLACTINA 370 Y TRICLOSAN VIOLETA TRENZADA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA .	5-0 USP	70CM	10H70DZ26
		13MM	SUTURA POLIGLACTINA 910 RECUBIERTA DE POLIGLACTINA 370 Y TRICLOSAN INCOLORA TRENZADA 3/8 CIRCULO PUNTA REVERSO CORTANTE	5-0 USP	45CM	20H45CX13
		13MM	SUTURA POLIGLACTINA 910, VIOLETA TRENZADA 3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE	6-0 USP	45CM	10I45CY13

Catálogo Exclusivo para Surgitec Panamá, S.A.
Derechos de autor Healthium Medtech Limited